

SOLEBITE

INSTRUCCIONES DE USO

【Advertencias】

SOLO PARA USO DENTAL

No aplicable para los pacientes con piel sensible y/o eflorescencia.

Polisiloxano de Vinilo puede causar irritación o otras reacciones alérgicas.

【FORMA, ESTRUCTURA y Principio】

[FORMA]	PASTA
[Ingrediente principal]	Polidimetilsiloxano, dióxido de silicio.
[Principio]	Curado con la adición de polimerización durante la mezcla de la Base y el Catalizador
[Accesorios]	Puntas de mezcla
[Contenido]	1 Caja contiene: Cartuchos (Base + Catalizador) 50ml×2 Puntas de mezcla Verde 3pz

【USO previsto】

SOLEBITE es un material para el registro de mordida en polisiloxano de vinilo para uso en cirugía y laboratorio.

SOLEBITE ayuda a reubicar los modelos superior e inferior para la producción de coronas, puentes y otra prótesis.

【Instrucciones de uso】

- (1) Introduzca el cartucho en el dispensador.
- (2) Antes de conectar la punta mezcladora, verifique que los componentes (Base y Catalizador) están aplicados uniformemente, aplicando una ligera presión sobre el dispensador.
- (3) Conectar la punta de mezcla y asegúrese de que la punta esté correctamente bloqueada girando hacia la derecha por 90 grados.
- (4) Presiona el gatillo para aplicar SOLEBITE en la superficie oclusal por 20 segundos.
- (5) Pedirle al paciente que muerda. Le sugerimos que aplique más material a la superficie bucal para garantizar más detalles.
- (6) Dejar 30 segundos hasta sanar y retirar de la boca del paciente.
- (7) Retire la punta de mezcla de un cartucho y reemplazar la tapa.
- (8) Recorte el exceso de material.
- (9) Horario Laboral (23°C) : 20 segundos
Tiempo de fraguado : 30 segundos

「Precaución」

- (1) Horario laboral y/o tiempo de fraguado en la boca podría cambiar dependiendo de las condiciones de almacenamiento, temperatura ambiente y humedad. Por lo tanto, es necesario comprobar que el material está correctamente arreglado y curado antes de sacarlo de la boca.
- (2) La tapa del cartucho puede ser reutilizada, por lo tanto, debe mantenerse limpio para evitar la contaminación

cruzada.

- (3) Tener cuidado al reflejo nauseoso/asfixia. Responda adecuadamente si necesario.
- (4) Enjuague al paciente después el uso de SOLEBITE

【Advertencias】

- (1) No utilice en pacientes con historia previa de reacciones alérgicas con SOLEBITE u otros productos similares. En caso de aparecer una reacción alérgica, cesar inmediatamente y solicite atención médica.
- (2) Contacto con guantes de látex, puede impedir el polisiloxano de vinilo de establecer. Se debe evitar el contacto directo o indirecto con guantes de látex.
- (3) La impresión requiere enjuagarlas con agua corriente y desinfección con materiales específicos.
- (4) Polisiloxano de vinilo es resistente a los agentes químicos y no mancha la ropa.

【Almacenamiento y Caducidad.】

[Almacenamiento]

El producto deberá mantenerse en un lugar seco, lejos de la luz directa del sol y entre 0-30°C

[Caducidad]

Mostrado en la caja y/o cartucho

(Ex. : ☞ 2019-10 representa utilizar antes Oct. 2019)

【Datos Técnicos】

Color	azul celeste
Proporción de mezcla Base/Catalizador	1:1
Horario laboral	20 seg.
Tiempo en boca	30 seg.
Variación dimensional después 24hr	-0.1% o menos
Dureza	90 Shore A

【Información del fabricante】

Fabricante : Premium Plus Japan Co., Ltd.
1-13-5, Haradaminami, Toyonakashi,
Osaka, 561-0805 Japan
T: +81 72-735-7101 F: +81 72-735-7102
info@premiumplus.jp
www.premiumplus.jp

【Fabricados en Japón】

【Observaciones Importantes】

Consultoría en el uso de nuestros productos, suministrada en cualquier forma, ya sea verbal, escrita o mediante demostraciones, se basa en el estado actual de la odontología y en nuestros conocimientos. Estos deben ser considerados como informaciones no vinculantes, incluido si el producto es adecuado para uso planificado. El uso y la aplicación por parte del usuario se realizan sin ningún control posible por parte de la Compañía y soy por lo tanto responsabilidad del usuario. La responsabilidad por cualquier daño se limita al valor de los bienes suministrados por la Compañía y utilizados por el usuario.