

SOLEBITE

INSTRUÇÕES DE USO

【Advertência】

APENAS PARA USO DENTÁRIO

Não aplicável para pacientes com pele sensível e/ou eflorescências.
Polissiloxano de Vinil pode causar irritação ou outras reações alérgicas.

【FORMA ,ESTRUTURA e Princípio】

[FORMA]	PASTE
[Ingrediente Principal]	Polidimetilsiloxano, Dióxido de Silício
[Princípio]	Curado por adição de polimerização durante a mistura de Base e Catalisador
[Acessórios]	Pontas de Mistura
[Conteúdo]	1 Caixa contém: Cartuchos (Base + Catalisador) 50ml×2 Pontas de Mistura Verde 3pc

【Uso pretendido】

SOLEBITE é um Material de registo de mordidas em Polissiloxano de Vinil para uso na cirurgia e laboratório. SOLEBITE ajuda a realocar os modelos superior e inferior para produção de coroas, pontes e outras próteses.

【Instruções de uso】

- Insira o cartucho no Dispensador.
- Antes de ligar a ponta de mistura, garantir que os 2 componentes (Base e Catalisador) são aplicados uniformemente, exercendo uma ligeira pressão no dispensador.
- Conecte a ponta de mistura e certifique-se de que a ponta esteja corretamente travada, girando no sentido horário por 90 graus.
- Pressione o interruptor da alavanca para aplicar o SOLEBITE na superfície oclusal por 20 segundos.
- Peça ao paciente para morder. Sugerimos a aplicação de material adicional à superfície bucal para garantir detalhes finos.
- Deixe por 30 segundos até curar e depois retire da boca do paciente.
- Retire a ponta de mistura do cartucho e volte a colocar a tampa.
- Aparar material desnecessário.
- Tempo de Trabalho (23°C) : 20 segundos
Tempo de Configuração : 30 segundos

【Precaução】

- Tempo de trabalho e/ou tempo de configuração na boca pode mudar devido às condições de armazenamento, temperatura do ar e umidade. É portanto um requisito verificar se o material está devidamente ajustado e curado antes de retirar da boca.
- A tampa dos cartuchos pode ser reutilizada, portanto, deve ser mantida limpa para evitar contaminação cruzada.
- Tenha cuidado com o reflexo de vomitar. Use a resposta apropriada, se necessário.
- Ter o paciente enxaguar após o uso de SOLEBITE

【Avisos】

- NÃO use em pacientes que possam ter tido reações alérgicas com SOLEBITE ou quaisquer produtos similares. Se ocorrerem reações alérgicas, pare imediatamente e consulte um médico.
- O contato com luvas de látex pode impedir que o vinilpolissiloxano configure-se. Evite contato direto ou indireto com luvas de látex.
- A impressão requer lavagem sob água corrente e desinfecção com material adequado.
- O Vinil Polissiloxano é quimicamente resistente e não mancha a roupa.

【Armazenamento e Expiração】

【Armazenamento】

O produto deve ser armazenado em uma área seca, fora da luz solar direta e entre 0-30°C

【Expiração】

Mostrado na caixa e/ou no cartucho

(Ex. : ☪ 2019-10 representa o uso antes Oct. 2019)

【Dados técnicos】

Cor	Azul claro
Base/ Catalisador taxa de mistura	1:1
Tempo de Trabalho	20 seg.
Tempo na boca	30 seg.
Varição dimensional após 24hr	-0.1% ou menos
Dureza	90 Shore A

【Informações do fabricante】

Fabricante : **Premium Plus Japan Co., Ltd.**

1-13-5, Haradaminami, Toyonakashi,

Osaka, 561-0805 Japan

T: +81 72-735-7101 F: +81 72-735-7102

info@premiumplus.jp

www.premiumplus.jp

Feito no Japão

【Observações importantes】

Serviços de consultoria sobre o uso de nossos produtos, fornecidos de qualquer forma, seja verbal, escrito ou através de demonstrações, baseiam-se no estado atual da odontologia e do nosso know-how. Devem ser considerados informações não vinculativas, também se o produto é adequado para o uso planejado. O uso e a aplicação pelo usuário ocorrem sem o controle possível da empresa e estão, portanto, sob a responsabilidade do usuário. A eventual responsabilidade por danos é limitada ao valor dos bens fornecidos pela Empresa e utilizados pelo usuário.